

# avans 掌上型加热金属浴

AvansBio 掌上型数显加热金属浴，可为小型容器提供精确控温。微电脑控制的加热金属浴可用于对 PCR 管，PCR 联管，离心管和比色杯进行精确加热，是酶反应、细胞培养的孵化和激活、免疫学反应、DNA 变性、培养基测试，和原位杂交的理想选择。

## 特点：

1. 精工小巧的设计，尺寸只成人手掌大小，重量不及一公斤
2. 即时显示温度和倒计时
3. 内置温度校准功能
4. 便于更换、清洗和金属模块的消毒
5. 过热保护装置
6. 程序完成时有蜂鸣器报警
7. 通用性好，可搭配不同加热模块使用
8. 自动故障检测



型号：CDBI-HT-24

## 规格：

温度范围	5°C ~ 100°C
温度准确度	≤±0.5 °C@100°C
升温时间	≤15 min.(from 20°C to 100°C)
模块最大温差@40°C	0.3°C
模块温度均匀性	±0.3°C
温度显示精度	0.1°C
时间设置范围	0 ~ 999 min.
冷却方式	风扇冷却, 降温快
尺寸	110×156×100 mm
重量	1kg
最大加热输出功率	48W
电源	AC110 ~ 220V±22V 24V DC, 2A



CDBI-24-A	40 x 0.2mL 模块 / 8 x 0.2mL 联管
CDBI-24-B	24 x 0.5mL 模块
CDBI-24-C1	15 x 1.5mL 模块
CDBI-24-C2	15 x 2.0mL 模块
CDBI-24-D	8-12.5 x 12.5mm 比色杯模块
CDBI-24-E	4 x 15mL 模块
CDBI-24-F	2 x 50mL 模块

Exchangeable blocks